

## Erstaunlich wie einfach es ist!

Temp-Off™ entfernt 0,25 mm provisorischen Zement.



# Temp-Off™



Das neue Material löst alle provisorischen Zinkoxid (ZnO)-Zemente (mit und ohne Eugenol-Anteil) auf.

- Keine Zeitverschwendung
- Keine Bruchgefahr
- Keine Gefahr der Perforation
- Keine Verletzungsgefahr
- Perfekte und saubere Anwendung

Ein 10-minütiges Einweichen provisorischer Kronen und Brücken in Temp-Off™ (ohne Ultraschallbad) reicht aus, um eine homogene Schicht von 0.25 mm alten provisorischen Zements zu entfernen und somit eine neue (provisorische) Wiederbefestigung des Provisoriums zu ermöglichen. Absprühen und wieder befestigen.

**21,90 EUR\***  
Einführungspreis



Bestellen Sie gleich per Fax  
09 31 - 90 888 119

# KERN

Mein Dental-Depot.

Praxis / Labor

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

eMail

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis
1 2 2 3 8 9	Temp-Off™, 275 ml	1	21,90 EUR

Datum, Ort

Unterschrift

Anton Kern GmbH  
Aschaffenburg  
Erlangen  
Frankfurt  
Fulda  
Hirschaid  
Würzburg

Tel. 09 31 - 90 888 - 0  
info@kern-dental.de

www.kern-dental.de