

KERN

Mein Dental-Depot.

Erstaunlich wie einfach es ist!

Temp-Off™ entfernt 0,25 mm provisorischen Zement.



Temp-Off™




Das neue Material löst alle provisorischen Zinkoxid (ZnO)-Zemente (mit und ohne Eugenol-Anteil) auf.

- Keine Zeitverschwendung
- Keine Bruchgefahr
- Keine Gefahr der Perforation
- Keine Verletzungsgefahr
- Perfekte und saubere Anwendung

Ein 10-minütiges Einweichen provisorischer Kronen und Brücken in Temp-Off™ (ohne Ultraschallbad) reicht aus, um eine homogene Schicht von 0,25 mm alten provisorischen Zements zu entfernen und somit eine neue (provisorische) Wiederbefestigung des Provisoriums zu ermöglichen. Absprühen und wieder befestigen.

21,90 EUR*
Einführungspreis



*zzgl. gesetzliche MwSt.!

Bestellen Sie gleich per Fax
09 31 - 90 888 119

KERN

Mein Dental-Depot.

Praxis / Labor

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

eMail

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis
1 2 2 3 8 9	Temp-Off™, 275 ml	1	21,90 EUR

Datum, Ort

Unterschrift

➤ Anton Kern GmbH
Aschaffenburg
Erlangen
Frankfurt
Fulda
Hirschaid
Würzburg

Tel. 09 31 - 90 888 - 0
info@kern-dental.de

www.kern-dental.de